



GUANTE NITRILO DERMOLITE AZUL

CÓDIGO: GN-775

NORMATIVAS

Este producto cumple con las exigencias del mercado europeo de envasado de alimentos y es conforme con el Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, con los requisitos recogidos en el Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y con el Reglamento (CE) 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación. Estos guantes son aptos para el contacto con todo tipo de alimentos.

RECOMENDADO

- Productos alimenticios.
- Toma de muestras.
- Ensamblados.
- Mantenimiento de equipos.
- Inspecciones de equipos.
- Manejo de cítricos.
- Industria medica.

PRESENTACION

- Dispensadores por Caja: 10
- Guantes por Dispensador: 100
- Guantes por Caja: 1000

CERTIFICACIONES



DESCRIPCIÓN

- Guante de examen de nitrilo Dermolite, sin polvo, color azul, desechable, marca JOPZ.
- Ambidiestro.
- Interior: sin polvo.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada en dedos.
- Longitud (mm): ≥ 240 . (AQL 4,0).
- Ancho (mm): ≤ 80 (XS), 85 ± 10 (S), 95 ± 10 (M), 110 ± 10 (L), 120 ± 10 (XL). (AQL 4,0).
- Espesor en palma (mm): $0,08 \pm 0,03$. (AQL 4,0). • AQL para defectos visuales mayores a 2,5 y menores a 4,0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

REFERENCIA/COLOR	TALLA	EAN 13	DUN 14
CU-GDNIT-NA-XGSP	XS	8436026718360	18436026718367
	S	8436026717653	18436026717650
	M	8436026717660	18436026717667
	L	8436026717677	18436026717674
	XL	8436026717684	18436026717681